

# ALÈSE



L'INCONTINENCE PAR  
**AP VITAL**<sup>®</sup>  
SANTÉ



Alèses à usage unique  
avec tampon absorbant

Référence 	9619547030	9619547070
Code barres	 3 401099 594314	 3 4010995 94482
Dénomination	Super	Super
Abs. ISO (ml)	1 250	1 980
Echelle d'absorption		
Couleur produit		
Poids prod. (gr)	55	100
Dimension prod. (cm)	60 x 60	60 x 90
Dimension Tampon (en cm)	54 x 54	54 x 83
Pièces/cart.	4 x 30	4 x 30
Cart./pal.	48	30
Dimension Carton (mm)	390 x 390 x 260 (à confirmer)	600 x 260 x 390
Poids Carton (kg)	7,67 (à confirmer)	9,42
Volume carton (m <sup>3</sup> )	0,040	0,061

Tolérance +/- 10%  
Absorption ISO 11948-1

[www.capvitalsante.com](http://www.capvitalsante.com)



ALÈSE

DISTRIBUÉ PAR :


# ALÈSE



L'INCONTINENCE PAR  
**AP VITAL**<sup>®</sup>  
SANTÉ



Alèses à usage unique  
avec tampon absorbant



**TECHNIQUE  
DE POSE**



**ALÈSE**

Alèses à usage unique constituées d'un tampon absorbant recouvert d'un voile non-tissé doux et d'un film externe intraversable.

Idéales pour la protection de la literie.

Recommandations

À conserver dans un endroit sec.  
Ne pas jeter dans les toilettes.

## COMPOSITION

- Voile de contact :** Non-tissé
- Tampon absorbant :** Pâte à papier - fibres longues
- Film externe intraversable :** Polyéthylène

[www.capvitalsante.com](http://www.capvitalsante.com)

